



## Analizador manual de SO<sub>2</sub> libre y total por el método Ripper

Valorador manual de SO<sub>2</sub> libre y total por el método Ripper capaz de detectar el punto final de valoración en vinos tintos. Extremadamente sencillo y rápido de usar.

## Características

- · Método Ripper
- · Diseño compacto
- · Fácil de usar
- · Muy práctico
- ·Sin mantenimiento
- · Sin calibraciones
- · Tensión alimentación: I2V
- · Peso: I,27Kg
- Dimensiones: 16,5x17,5x13/50 cm

## Configuración del equipo

· I estructura pirámide con varilla

I pinza bureta
I alimentador de red
I vaso 100 mL p.p.
I tubo Toning
I iman agitador 6x20 mm
I tapón tubo Toning
ref. 63204115
ref. 0002065
ref. 409100
ref. 3026056
ref. 137115
ref. 47185050

· I reactivos de arranque

· I manual de instrucciones



## Productos relacionados

2 pipetas 5 mL graduadas
 1 pipeta 10 mL graduada
 1 pipeta 20 mL 2 af.
 1 bureta 25 mL PTFE
 ref. 3019013
 ref. 3019013
 ref. 3019023
 ref. 3019068

Instrumentación Científica

Técnicas Analíticas

Reactivos Químicos

Material de Laboratorio

Valorador de SO<sub>2</sub> libre y total

Vinos, sidras, espumosos, ...