

Automatización del método para la acidez volátil

Automatiza totalmente el enrase y el cambio de probetas en la conocida técnica Garcia-Tena para la determinación fácil, precisa y económica de la acidez volátil en vinos.



Características

- Compatible con todos los Volatímetros eléctricos GAB
- Sistema de cambio automático de probetas
- Apaga la resistencia calefactora al final de la destilación sin la intervención del usuario
- Dosificación exacta mediante sensores ópticos
- Operación desatendida
- Un único botón de mando
- Ahorra mucho tiempo y energía
- Reduce drásticamente roturas de matraces
- Garantiza la precisión de los resultados y su fiabilidad
- Rápida instalación y puesta en marcha
- Válido para destiladores individuales de la ac. volátil con calentamiento a lamparilla de alcohol

Características técnicas

- Medidas: 15x25x31 cm
- Tensión alimentación: 230V / 50-60 Hz
- Peso: 2,65 Kg

Automatización del cambio de probetas

Enrase automático de probetas mediante sensores ópticos

Paro automático de la resistencia

Podrás dedicarte a otros menesteres

Ahorra tiempo, evita repeticiones de análisis y preocupaciones

Da seguridad y tranquilidad