

## Analizador manual de SO<sub>2</sub> libre y total por el método Ripper

Valorador manual de SO<sub>2</sub> libre y total por el método Ripper capaz de detectar el punto final de valoración en vinos tintos. Extremadamente sencillo de usar.

### Características

- Método Ripper
- Diseño compacto
- Fácil de usar
- Muy práctico
- Sin mantenimiento
- Sin necesidad de calibración
- Especial vinagres de Módena
- Tensión alimentación: 12V
- Peso: 2,15Kg
- Dimensiones: 16,5x17,5x15/50 cm.

### Configuración del equipo

- 1 estructura pirámide con varilla
- 4 tubos Toning ref. 3026056
- 4 tapones de goma nº5 ref. 47185050
- 4 imanes agitadores ref. 137115
- 1 pinza bureta con nuez ref. 63204115
- 1 gradilla inoxidable ref. R292
- 1 alimentador de red ref. 0002065
- 1 vaso 100 ml p.p. ref. 409100
- 1 reactivos de arranque
- 1 manual de instrucciones



### Productos relacionados

- 2 pipetas 5 mL graduadas ref. 3019013
- 1 pipeta 10 mL graduada ref. 3019017
- 1 pipeta 25 mL 2 af. ref. 3019026
- 1 bureta 25 mL PTFE ref. 3019068

Instrumentación Científica

Técnicas Analíticas

Reactivos Químicos

Material de Laboratorio

Vinos

Vinos espumosos

Sidras

Cervezas

Vinos y Cervezas sin alcohol

Vinagres

...