



Pack análisis sulfuroso GAB [1006000]

Método Ripper para la detección de sulfuroso libre y total en vinos, mostos, champagnes, vinagres, sidras, ...

Incluye

- 1 x 500 mL almidón indicador [1006003]
- 1 x 1000 mL ácido [1006005]
- 1 x 1000 mL álcali [1006002]
- 1 x 1000 mL valoración [1006004]
- Instrucciones

Características

- Rápido
- Método sencillo
- Para vinos blancos, rosados, tintos, vinagres, ...
- Resultado directo

- Alrededor de 200 determinaciones
- Resultado subjetivo



- Instrumentación Científica
- Técnicas Analíticas
- Material de Laboratorio
- Reactivos Químicos

Sulfuroso libre
y total para
vinos blancos,
rosados, tintos
vinagres,
...



Soluciones Analíticas